

## SIROLaser Advance – Vlastnosti a výhody

**Bude to významný  
den  
se Sironou.**



# Historie

Vers.	Datum	Status Návrh/Inovace	Originator	Dep.	Důvody změny
0.1	04.08.2009	Návrh	Ingo Höver	GIM	
1.0	06.08.2009	Inovace	Ingo Höver	GIM	
1.1	18.08.2009	Inovace	AM Itoua	GIM	Updated anglického překladu (slide 8)
	<b>09.2010</b>	<b>Inovace</b>			<b>Updated českého překladu</b>

# Vlastnosti a výhody

- První dojmy
- Vlastnosti & výhody
  - Intuitivní ovládání
  - Okamžitě přístupný
  - Individuální nastavení
  - Všestranné využití
- Přehled

**Přináší**

**NOVOU DIMENZI V LASEROVÉ TERAPII**

**SIROLaser Advance.**

**Inspirováno poznáním**

NOVÁ DIMENZE V LASEROVÉ TERAPII

SIROLaser Advance – Inspirováno poznáním.



původní cena  
~~320.000 Kč vč. DPH~~

zvýhodněná cena  
237.000 Kč vč. DPH

NOVÁ DIMENZE V LASEROVÉ TERAPII

SIROLaser Advance – Inspirováno poznáním.



# Co získáte - na první pohled.



## NOVÁ DIMENZE V LASEROVÉ TERAPII

### SIROLaser Advance – Inspirováno poznáním.

- Intuitivní ovládání
- Okamžitý přístup a ošetření
- Individuální nastavení
- Všestranné využití





# Intuitivní ovládání

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky



# Intuitivní ovládání

- Přehledná nabídka vysvětlujících ikon




# Intuitivní ovládání

## ■ Jasně strukturované uživatelské prostředí

1 Hlavní menu

2 Léčebné programy



# Okamžitý přístup a ošetření

Nejdůležitější aplikace nastaveny jako léčebné programy

- 1 Hlavní Menu
- 2 Léčebné programy
- 3 Parametry
- 4 Laser připraven



# Okamžitý přístup

- Pomocné menu pro každý přednastavený program pro méně zkušené

- 1 Hlavní menu
- 2 Léčebný program
- 3 Parametry
- 4 **Nápověda**



# Individuální nastavení

## ■ 24 volitelně programovatelných aplikací

1 Hlavní menu

2 Léčebný program

3 Nové aplikace



# Individualní nastavení

## ■ Zkratky pro 12 nejpoužívanějších terapií


- 1 Hlavní menu
- 2 Oblíbené



# Individuální nastavení

## ■ Až 6 uživatelských profilů

- 1 Hlavní menu
- 2 Nastavení
- 3 Uživatel
- 4 Pin Code





# Individualní nastavení

- **Ukládání dat pro každého a všechna ošetření všech uživatelů**
  - Data mohou být přidána do pacientovo záznamu pomocí USB
  - Zahrnuje všechny parametry od uživatelského jména, názvu ošetření až po datum a čas



# Všestranné využití

## ■ Použití baterie pro maximální pohyblivost

- Nano-Phosphate Lithium-Ion baterie
- Baterie vydrží **až** 4 hodiny provozu
- Přibližně 90 minut nabíjecí čas
- Laser může být používán během nabíjení



## Všestranné využití


- Dobře padnoucí do ruky s ručním spínačem



# Všestranné využití

## ■ Vlákna $\varnothing$ 320 $\mu$ m / 200 $\mu$ m

- Snadno vyměnitelná a sterilizovatelná
- Maximální délka vláken cca 15 cm  
z toho použitelná délka je cca 4 cm = cca 10 ošetřením
- Zabaleno pro dopravu, sterilizaci a montáž



# Všestranné využití

- Pružné a ohebné pro jednorázové použití



# Všestranné využití

## ■ Bezpečnostní brýle



## ■ Stříhač vláken



# Všestranné využití

## Bezdrátový nožní ovladač



# Vlastnosti & Benefits - přehled

## Intuitivní ovládání

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky
- Přehledná nabídka ikon
- Jasně strukturované uživatelské prostředí

## Individuální nastavení

- Volně programovatelné aplikace
- Klávesnicové zkratky pro oblíbené
- Až 6 uživatelských profilů
- Ukládání dat pro každého & všechna ošetření všech uživatelů



## Okamžitě dostupný

Nejdůležitější aplikace jsou přednastaveny jako léčebné programy

- Pomocné menu pro každý přednastavený program pro méně zkušené

## Všestranné využití

- Baterie pro maximální pohyblivost
- Dobře padnoucí do ruky s ručním spínačem
- Bezdrátový nožní spínač
- Pružný a ohebný pro jednorázové použití.



# Dotazy?



**Děkuji za vaši  
pozornost!**

